



L'écho
de

Numéro 23 HS
janvier 2013



Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

La commune a fait l'acquisition d'un défibrillateur cardiaque.

Le défibrillateur : un appareil qui sauve la vie.

Qu'est-ce que le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) ?

Le DAE est un appareil qui fonctionne de manière autonome et permet d'analyser le rythme cardiaque. En cas de battements anarchiques du cœur (fibrillation), il permet d'envoyer un choc électrique afin de rétablir un fonctionnement cardiaque normal. C'est un appareil très simple d'emploi où l'utilisateur n'a qu'à suivre les instructions verbales de l'appareil. Associé au massage cardiaque et au bouche-à-bouche, il augmente considérablement les chances de survie des victimes.

Notre commune est équipée d'un défibrillateur automatisé externe (DAE), utilisable par toutes les personnes formées ou non aux gestes d'urgence, témoin d'un arrêt cardiaque. Il suffit de se laisser guider par l'appareil, après l'ouverture du coffret.

Il est placé sur le mur à côté de la porte de la Mairie pour permettre un maximum d'accessibilité.
Il est visible et accessible à tous, 7 j/7 – 24h/24.

Cordialement.

Dominique Le Charpentier, Maire



Le défibrillateur est installé

La commune a fait l'acquisition d'un défibrillateur cardiaque automatique.

Depuis quelques jours, l'appareil est donc placé à côté de la porte d'accès à la Mairie.



Pour ouvrir le coffre de protection du défibrillateur, il suffit de tirer vers vous en tenant le capot de chaque côté. L'appareil est prêt à servir.



Le coffre ouvert, l'appareil est disponible.


En cas de besoin, n'hésitez pas à venir le chercher. Il faut dans le même temps, prévenir les secours en composant le **15** (SAMU) ou le **18** (POMPIERS) ou encore le **112** (N° d'urgence Européen), donner l'adresse précise où se trouve la personne en détresse. Donnez le maximum de détails permettant aux intervenants de trouver rapidement l'adresse et laissez également un numéro de téléphone permettant de vous rappeler.

Ce défibrillateur est très simple d'usage, une fois aux côtés de la personne, il suffit d'ouvrir la housse et de suivre les indications de l'appareil.



L'appareil sorti du coffret.

Dénuder le torse de la victime, éventuellement raser les poils en quantité importante (un rasoir accompagne l'appareil) placer les électrodes qui sont déjà branchées, l'une sur l'épaule droite à hauteur de la clavicule et l'autre sous l'aisselle gauche (voir dessin ci-dessous) :



Des électrodes spéciales enfants (de 1 à 8 ans) sont aussi disponibles dans le coffret.



**NE PAS UTILISER
SUR UN NOURISSON.**

L'analyse de la situation cardiaque est alors effectuée par l'appareil qui délivrera un choc électrique uniquement si cela est nécessaire. Vous ne risquez donc absolument pas de vous tromper, la décision est prise par l'appareil et uniquement si cela est justifié. Cette intervention doit ensuite s'accompagner d'un massage cardiaque.